



Stoma
Skin
Soul



Det lille
“dyttet”
som skal til

NYHET! Nå lanserer vi NovaLife TRE™ 2-delt Soft Convex hudplate

En myk og fleksibel konveks hudplate som
bidrar til beskyttelse mot lekkasje og sunn hud

- Et lett trykk der det trengs - for ekstra beskyttelse mot lekkasje
- Stomiposen og hudplaten har et sikkert koblingssystem for trygghet ved hvert poseskift
- NovaLife TRE™-teknologien gir beskyttelse på tre nivåer:
pH balanse - absorpsjon - klebeevne



Bidrar til å holde huden sunn hos pasientene


dansac 

Hvorfor velge TRE™ 2-delt Soft Convex?

NYHET!

Konveksitet

- Den myke konveksiteten på 6 mm er med på å trykke stomien inn i posen.
- Konveksitetens dybde og et lett trykk bidrar til utjevning av den periostomale huden.
- Den myke og fleksible hudplaten er utviklet for å bidra til en trygg forsegling og beskyttelse mot lekkasje.



Fleksibelt design - fleksibel i bruk

- NovaLife TRE™-hudplaten følger kroppens bevegelser.
- Hudplaten er bare 0,7 mm tykk og utfases til 0,3 mm i kantene. Dette gir en behagelig og trygg bruksopplevelse for pasientene.
- Den løftbare koblingsringen forenkler posebytte og minimerer trykket mot magen.
- Basert på situasjon og behov, kan brukeren bytte til ulike typer NovaLife stomiposer, uten at hudplaten må skiftes hver gang (2-delt system).



TRE™-teknologien gir beskyttelse på tre nivåer

pH-balanse Utviklet for å opprettholde pH-balansen og beskytte huden mot fordøyelsesenzymer.

Absorpsjon Bidrar til å absorbere overflødig fuktighet og opprettholde hudens naturlige balanse, uten at hudplaten mister sin innvendige og utvendige styrke.

Klebeevne Fester godt og gi en trygg forsegling - samtidig som hudplaten er skånsom mot huden og enkel å ta av.

Art.nr Varenr	Ringstørrelse	Hullstørrelse	Eske á
3343-15 962218	● 43 mm	✂ 15-25 mm	5 stk
3343-25 896870	● 43 mm	25 mm	5 stk
3355-15 817782	● 55 mm	✂ 15-38 mm	5 stk
3355-30 981683	● 55 mm	30 mm	5 stk
3355-35 987201	● 55 mm	35 mm	5 stk
3370-15 830689	● 70 mm	✂ 15-52 mm	5 stk



Les mer på www.dansac.no

Før bruk må du lese bruksanvisning for informasjon om bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.

Dansac, Dansac-logoen, NovaLife og TRE er varemerker for Dansac A/S. © 2022 Dansac A/S



dansac