



Dansac produktoversikt

Vår filosofi

Kjære kunde,

Dansac utvikler, produserer og markedsfører unike stomipleie produkter over hele verden. Vårt mål er å øke livskvaliteten til de som lever med stomi, samt bistå helsepersonell som jobber med stomi. Dette er vår filosofi.

Hos Dansac fokuserer vi utelukkende på stomi. Vi vet at hver stomi er et individuelt tilfelle som krever unikt stell og unike produkter. Det er du som er spesialisten, uansett om du er stomioperert eller jobber med stomipleie. Det er kun du som vet hvilken løsning som er riktig for deg og dine behov. Derfor legger vi stor vekt på å lytte til hva stomiopererte og helsepersonell som jobber med stomi, har å si.


Ønsker du å prøve våre produkter eller har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne på tlf 66 77 66 50 eller
mail: kundeservice.norge@dansac.com

Du finner også mye informasjon og kan bestille vareprøver på vår nettside
www.dansac.no

Innhold:

Dansac NovaLife produkt detaljer	4	2-delt system	35
Dansac NovaLife TRE	6	NovaLife 2 TRE hudplater, flate	36
1-dels stomiposer	8	NovaLife 2 TRE hudplater Convex	37
NovaLife 1 TRE Lukkede poser	9	NovaLife 2 GX+ hudplater, flate	38
NovaLife 1 Lukkede poser	10	NovaLife 2 GX+ hudplater Convex	39
Nova 1 Lukkede poser	12	NovaLife 2 hudplater, flate	40
NovaLife 1 TRE Lukkede poser Soft Convex	13	NovaLife 2 hudplater Convex	41
NovaLife 1 Lukkede poser Soft Convex	14	Nova 2 hudplater, flate	42
Nova 1 Lukkede poser Soft Convex	15	Nova 2 X3 hudplater	43
NovaLife 1 TRE Lukkede poser Convex	16	Nova 2 hudplater Soft Convex	44
NovaLife 1 Lukkede poser Convex	17	Nova 2 hudplater Convex	45
NovaLife 1 TRE Tømbare poser	18	NovaLife 2 Lukkede poser	46
NovaLife 1 GX+ Tømbare poser	19	Nova 2 Lukkede poser	47
NovaLife 1 Tømbare poser	20	NovaLife 2 Tømbare poser	48
Nova 1 FoldUp	22	Nova 2 Fold Up	49
Nova 1 FoldUp X3	23	Nova 2 High Output	50
NovaLife 1 TRE Tømbare poser Soft Convex	24	Nova 2 Urostomi	51
NovaLife 1 Tømbare poser Soft Convex	25	Nova 2 PostOp	52
Nova 1 FoldUp Soft Convex	26	Dansac tilbehør	53
NovaLife 1 TRE Tømbare poser Convex	27	Dansac irrigasjon	57
NovaLife 1 GX+ Tømbare poser Convex	28		
NovaLife 1 Tømbare poser Convex	29		
Nova 1 FoldUp Convex	30		
Nova 1 Infant	31		
Nova 1 High Output	32		
Nova 1 Urostomi X3	33		
Nova 1 Urostomi Convex	34		



Dansac produkt detaljer

Dansac NovaLife - Oversikt

Hudplatetype

TRE	GX+	GX
Med unik pH-buffer	Hudvennlig med høy erosjonsmotstand	Svært skånsom
• Unik pH buffer • Høy grad av absorpsjon • Fester godt • Hudvennlig	• Høy erosjonsmotstand • Hudvennlig	• Hudvennlig

Hudplateprofil

Flat	Soft Convex	Convex
For stomier med nippel	For stomier som trenger et lett trykk	For stomier som trenger et fast trykk
• Flat og fleksibel • Oval form • Løftbar ring (2-delt)	• Myk og fleksibel konstruksjon • Oval form • 6 mm dybde	• Fast konstruksjon • Oval plate • 6 mm dybde • Høy løftbar ring (2-delt)


Oversikt over hudplatetyper

Serie	Hudplatetype	TRE	GX+	GX
2-delt hudplate	Flat	X	X	X
	Convex	X	X	X
1-dels lukkede poser	Flat	X		X
	Soft Convex	X		X
	Convex	X		X
1-dels tørbare poser	Flat	X	X	X
	Soft Convex	X		X
	Convex	X	X	X



Det beste er naturlig sunn hud

Huden har fra naturens side en svakt syrlig pH eller syrekappe. Det er viktig å beskytte dette miljøet da det støtter hudens integritet og evne til å motstå bakterielle angrep.



Stomi output er rik på fordøyelsesenzymer. Når de kommer i kontakt med frisk peristomal hud, begynner disse enzymene å "spise" på det ytterste laget av epidermis, noe som fører til peristomale hudkomplikasjoner (PHK). PHK er vanlig innen stomipleie og kan ha negativ effekt på pasientens livskvalitet. Tradisjonelt behandles PHK reaktivt, det vil si når de oppstår.

Hva hvis en hudplate kunne hjelpe deg å beholde naturlig sunn hud?

TRE hudplate teknologi

Gir tre nivåer av beskyttelse

pH balanse:



Utviklet for å motvirke fordøyelsesenzymerens skadelige effekter ved å opprettholde hudens naturlige pH-nivå.

Apsorbsjon:



Bidrar til å absorbere overflødig fuktighet for å opprettholde hudens naturlige balanse, uten å miste innvendig eller utvendig styrke.

Klebeevne:




Fleksibelt og trygt design som beskytter huden rundt stomien fra stomi output. Produktene oppleves som enkle å fjerne og skånsomme mot huden.

TRE pH buffer teknologi

Den patenterte formelen er utviklet for å opprettholde en svakt syrlig pH-verdi som understøtter naturlig sunn hud. Dette resulterer samtidig i et ugunstig miljø for fordøyelsesenzymene, hvilket gjør at deres aktivitet reduseres.


- Bufferteknologien gjør at pH-nivået opprettholdes, selv om omgivelsene endres.
- Endringer i pH-nivå forårsaket av faktorer som stomi output eller svette kan svekke en sunn syrekappe
- En svekket syrekappe gjør at huden blir lettere mottagelig for skader og infeksjoner
- TRE teknologien er utviklet for å effektivt opprettholde pH-nivået i sunn hud og beskytte den mot ytre påvirkning.





1-dels stomiposer

NovaLife TRE 1 lukkede poser



NOVALIFE



	MINI	MIDI	MAXI	MAXI
PRODUKT	Beige	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
15 mm (oppklippbar)	3003-15 951748	3001-15 942770	3007-15 995067	3005-15 977915
25 mm (oppklippbar)	3003-25 923318	3001-25 894520	3007-25 957991	3005-25 842919
30 mm (oppklippbar)	3003-30 980545	3001-30 861530	3007-30 935070	3005-30 996964
35 mm (oppklippbar)		3001-35 810199		
40 mm (oppklippbar)		3001-40 855719		
45 mm (oppklippbar)		3001-45 834662		
SPESIFIKASJONER				
Maks oppklippbar (hxb)	38/50 mm	55/70 mm	55/70 mm	70/90 mm
Hudplate mm	72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125
Posestørrelse mm (hxb)	175 x 130	190 x 145	190 x 145	210 x 157
Volum	360 ml	470 ml	620 ml	620 ml
Eske á	30 stk	30 stk	30 stk	30 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife 1 lukkede poser

NOVALIFE



MIDI

MAXI

PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
10 mm (oppklippbar)	9010-10 905096	9050-10 942126
25 mm (oppklippbar)	9010-25 915920	
30 mm (oppklippbar)	9010-30 805262	
35 mm (oppklippbar)	9010-35 837886	9050-35 891395
40 mm (oppklippbar)	9010-40 935832	
45 mm (oppklippbar)	9010-45 806062	
50 mm (oppklippbar)	9010-50 933130	

SPESIFIKASJONER

Maks oppklippbar (hxb)	55/70 mm	70/90 mm
Hudplate mm	89 x 105	106 x 125
Posestørrelse mm (hxb)	190 x 145	210 x 157
Volum	470 ml	620 ml
Eske á	30 stk	30 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife 1 lukkede poser

NOVALIFE



PRODUKT	Beige	Beige	Beige
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
10 mm (oppklippbar)	903-10 873574	901-10 972321	905-10 876038
25 mm (oppklippbar)	903-25 941014	901-25 955247	905-25 861089
30 mm (oppklippbar)	903-30 972591	901-30 885932	905-30 989138
35 mm (oppklippbar)	903-35 918949	901-35 813957	905-35 862103
40 mm (oppklippbar)		901-40 887730	
45 mm (oppklippbar)		901-45 880295	
50 mm (oppklippbar)		901-50 903670	

SPESIFIKASJONER

Maks oppklippbar (hxb)	38/50 mm	55/70 mm	70/90 mm
Hudplate mm	72 x 85	89 x 105	106 x 125
Posestørrelse mm (hxb)	175 x 130	190 x 145	210 x 157
Volum	360 ml	470 ml	620 ml
Eske á	30 stk	30 stk	30 stk

Nova 1 lukkede poser

NOVA¹




	MINI CAP	MINI	MIDI	MIDI	MAXI
PRODUKT	Beige	Beige	Beige	Klar	Beige
STARTHULL	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.
20 - 50 mm (oppklippbar)	829-20 988183	803-20 955222			
20 - 60 mm (oppklippbar)			801-20 850190		805-20 901303
25 mm	829-25 891294	803-25 885910	801-25 996644		
30 mm	829-30 800913	803-30 889183	801-30 894072		
35 mm		803-35 879641	801-35 806340	802-35 805912	
40 mm	829-40 978352	803-40 833813	801-40 848055		
45 mm			801-45 987662	802-45 982753	
50 mm	829-50 813942		801-50 851589		

SPESIFIKASJONER

Hudplate mm	92	85 x 85	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Posestørrelse mm (hxb)	105	164 x 128	194 x 150	194 x 150	217 x 150
Volum	50 ml	230 ml	420 ml	420 ml	560 ml
Eske á	30 stk	30 stk	30 stk	30 stk	30 stk

NovaLife TRE 1 lukkede poser Soft Convex

Med beltefeste



NOVALIFE



PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
15 - 24 mm (oppklippbar)	3071-24 891420			
25 mm	3071-25 873933			
15 -34 mm (oppklippbar)		3071-34 904355		
30 mm		3071-30 951682		
35 mm		3071-35 943036		
15 - 44 mm (oppklippbar)			3071-44 801998	
40 mm			3071-40 989664	
15 - 54 mm (oppklippbar)				3071-54 867330

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hudplate mm	107 x 91	130 x 110	130 x 110	150 x 127
Posestørrelse mm (hxb)	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158
Volum	450 ml	430 ml	590 ml	570 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife 1 lukkede poser Soft Convex

Med beltefeste

NOVALIFE



	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
PRODUKT	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
STARTHULL				
15 - 24 mm (oppklippbar)	971-24 910170			
25 mm	971-25 909040			
15 -34 mm (oppklippbar)		971-34 912995		
30 mm		971-30 882278		
35 mm		971-35 820466		
15 - 44 mm (oppklippbar)			971-44 917818	
40 mm			971-40 836195	
15 - 54 mm (oppklippbar)				971-54 844388

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hudplate mm	107 x 91	130 x 110	130 x 110	150 x 127
Posestørrelse mm (hxb)	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158
Volum	450 ml	430 ml	590 ml	570 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

Nova 1 lukkede poser Soft Convex



NOVA¹

MIDI


PRODUKT	Beige
STARTHULL	Art. nr. Varenummer
25 mm	871-25 921480
30 mm	871-30 913613
35 mm	871-35 936503

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	5 mm
Hudplate mm	106 x 106
Posestørrelse mm (hxb)	194 x 150
Volum	470 ml
Eske á	10 stk

NovaLife TRE 1 lukkede poser Convex

Med beltefeste



NOVALIFE



MIDI

MIDI

MIDI

MAXI

PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
15-24 mm (oppklippbar)	3035-24 981478			
25 mm	3035-25 896318			
30 mm		3031-30 892924		
35 mm		3031-35 948944		
15 - 37 mm (oppklippbar)		3031-37 883013		
15 - 46 mm (oppklippbar)			3031-46 920741	
15 - 59 mm (oppklippbar)				3031-59 980422

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hudplate mm	107 x 91	116 x 98	130 x 110	150 x 127
Posestørrelse mm (hxb)	190 x 145	190 x 145	190 x 145	210 x 157
Volum	460 ml	440 ml	430 ml	550 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife 1 lukkede poser Convex

Med beltefeste

NOVALIFE



MIDI

MIDI

MAXI


PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
30 - 37 mm	9310-30 959045		
35 mm	9310-35 826360		
10 - 46 mm		9310-46 973907	
40 - 46 mm		9310-40 945818	
10 - 59 mm			9310-59 982288

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm
Hudplate mm	116 x 98	130 x 110	150 x 127
Posestørrelse mm (hxb)	190 x 145	190 x 145	210 x 157
Volum	440 ml	430 ml	550 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife TRE 1 tømbare poser



NOVALIFE



MINI

MIDI

MAXI

MAXI

PRODUKT	Beige	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
15 mm (oppklippbar)	3025-15 938516			
15 mm (oppklippbar)		3023-15 958200		3015-15 877215
15 mm (oppklippbar)			3017-15 884878	
25 mm (oppklippbar)		3023-25 884090	3017-25 926804	3015-25 870720
30 mm (oppklippbar)		3023-30 872065	3017-30 999109	3015-30 872871
35 mm (oppklippbar)		3023-35 974260		
40 mm (oppklippbar)		3023-40 906379		

SPESIFIKASJONER

Maks oppklippbar (hxb)	38/50 mm	55/70 mm	55/70 mm	70/90 mm
Hudplate mm	72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125
Posestørrelse mm (hxb)	220 x 132	239 x 144	239 x 144	259 x 158
Volum	230 ml	420 ml	550 ml	550 ml
Eske á	30 stk	30 stk	10 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluge

NovaLife 1 GX+ tømbarer poser

NOVALIFE



MIDI

MAXI

PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
10 mm (oppklippbar)	9630-10 969984	9610-10 825972
25 mm (oppklippbar)	9630-25 822385	9610-25 859901
30 mm (oppklippbar)	9630-30 937939	9610-30 865844
35 mm (oppklippbar)	9630-35 838043	9610-35 973208
40 mm (oppklippbar)	9630-40 847750	
45 mm (oppklippbar)	9630-45 924342	

SPESIFIKASJONER

Maks oppklippbar (hxb)	55/70 mm	70/90 mm
Hudplate mm	105 x 89	125 x 106
Posestørrelse mm (hxb)	239 x 144	259 x 158
Volum	420 ml	550 ml
Eske á	30 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife 1 tømbare poser

NOVALIFE



	MIDI	MAXI
PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
10 mm (oppklippbar)	9230-10 841147	9150-10 943990
25 mm (oppklippbar)	9230-25 814318	9150-25 845950
30 mm (oppklippbar)	9230-30 809542	9150-30 887736
35 mm (oppklippbar)	9230-35 944387	9150-35 890204

SPESIFIKASJONER

Maks oppklippbar (hxb)	55/70 mm	70/90 mm
Hudplate mm	89 x 105	106 x 125
Posestørrelse mm (hxb)	239 x 144	259 x 158
Volum	420 ml	550 ml
Eske á	30 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife 1 tømbare poser

NOVALIFE



PRODUKT	Beige	Klar	Beige	Klar
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
10 mm (oppklippbar)	925-10 914917	926-10 908097	923-10 817136	915-10 931463
25 mm (oppklippbar)			923-25 899397	915-25 900751
30 mm (oppklippbar)			923-30 868409	915-30 954233
35 mm (oppklippbar)			923-35 839785	915-35 818153
40 mm (oppklippbar)			923-40 906379	
45 mm (oppklippbar)			923-45 876036	

SPESIFIKASJONER

Maks oppklippbar (hxb)	38/50 mm	38/50 mm	55/70 mm	70/90 mm
Hudplate mm	72 x 85	72 x 85	89 x 105	106 x 125
Posestørrelse mm (hxb)	220 x 132	220 x 132	239 x 144	259 x 158
Volum	230 ml	230 ml	420 ml	550 ml
Eske á	30 stk	30 stk	30 stk	10 stk

Nova 1 FoldUp

NOVA¹
FoldUp



PRODUKT	Beige	Klar	Beige	Klar	Beige	Klar
STARTHULL	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.
15 - 50 mm (oppklippbar)	825-15 901822	826-15 921521				
15 - 90 mm (oppklippbar)					815-15 902034	816-15 921633
15 - 60 mm (oppklippbar)			823-15 907896	824-15 972188		
20 - 60 mm (oppklippbar)			823-20 931270			
25 - 60 mm (oppklippbar)			823-25 900572			
30 - 60 mm (oppklippbar)			823-30 954067			
35 - 60 mm (oppklippbar)			823-35 818018			
40 - 60 mm (oppklippbar)			823-40 852924			
45 - 60 mm (oppklippbar)			823-45 986101			

SPESIFIKASJONER

Hudplate mm	85 x 85	85 x 85	100 x 100	100 x 100	125 x 125	125 x 125
Posestørrelse mm (hxb)	225 x 128	225 x 128	265 x 148	265 x 148	306 x 180	306 x 180
Volum	290 ml	290 ml	510 ml	510 ml	800 ml	800 ml
Eske á	30 stk	30 stk	30 stk	30 stk	10 stk	10 stk

Nova 1 FoldUp X3



Med 3 mm hudkleber



NOVA¹

FoldUp

MIDI


PRODUKT	Beige
STARTHULL	Art. nr. Varenr.
25 mm	861-25 952779
30 mm	861-30 851229
35 mm	861-35 864362

SPESIFIKASJONER

Hudplate mm	106 x 106
Posestørrelse mm (hxb)	265 x 148
Volum	540 ml
Eske á	10 stk

NovaLife TRE 1 tømbar pose Soft Convex

Med beltefeste



NOVALIFE



PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
15 - 24 mm (oppklippbar)	3081-24 887148		3083-24 846886		
25 mm	3081-25 875148		3083-25 810350		
15 - 34 mm (oppklippbar)		3081-34 888129	3083-34 897001		
30 mm		3081-30 895446	3083-30 877755		
35 mm		3081-35 946576	3083-35 923217		
15 - 44 mm (oppklippbar)				3081-44 817659	
40 mm				3081-40 846753	
45 mm				3081-45 940935	
15 - 54 mm (oppklippbar)					3081-54 801896

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hudplate mm	107 x 91	130 x 110	130 x 110	130 x 110	150 x 127
Posestørrelse mm (hxb)	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158	259 x 158
Volum	360 ml	360 ml	540 ml	520 ml	500 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife 1 tømbarer poser Soft Convex

Med beltefeste

NOVALIFE



	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI	MAXI
PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
15 - 24 mm (oppklippbar)	981-24 920604		983-24 862004		
25 mm	981-25 969263		983-25 915369		
15 - 34 mm (oppklippbar)		981-34 957437	983-34 975535		
30 mm		981-30 803540	983-30 904454		
35 mm		981-35 811476	983-35 831713		
15 - 44 mm (oppklippbar)				981-44 857509	
40 mm				981-40 964354	
45 mm				981-45 886472	
15 - 54 mm (oppklippbar)					981-54 960461

SPESIFIKASJONER

Konvekssitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hudplate mm	107 x 91	130 x 110	130 x 110	130 x 110	150 x 127
Posestørrelse mm (hxb)	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158	259 x 158
Volum	360 ml	360 ml	540 ml	520 ml	500 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

Nova 1 FoldUp Soft Convex



NOVA¹
FoldUp

MIDI


PRODUKT	Beige
STARTHULL	Art. nr. Varenr.
30 mm	881-30 878993
35 mm	881-35 803899

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	5 mm
Hudplate mm	106 x 106
Posestørrelse mm (hxb)	265 x 148
Volum	550 ml
Eske á	10 stk

NovaLife TRE 1 tømbar pose Convex

Med beltefeste



NOVALIFE



MINI

MIDI

MIDI

MIDI

MAXI

PRODUKT	Beige	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
15-24 mm (oppklippbar)	3041-24 929045	3045-24 833415			
25 mm		3045-25 844759			
30 mm			3041-30 951908		
35 mm			3041-35 849334		
15 - 37 mm (oppklippbar)			3041-37 878011		
40 mm				3041-40 965476	
15 - 46 mm (oppklippbar)				3041-46 957328	
15 - 59 mm (oppklippbar)					3041-59 998558

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hudplate mm	107 x 91	107 x 91	116 x 98	130 x 110	150 x 127
Posestørrelse mm (hxb)	220 x 132	239 x 144	239 x 144	239 x 144	259 x 158
Volum	270 ml	420 ml	380 ml	350 ml	500 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife 1 GX+ tømbarer poser Convex

Med beltefeste

NOVALIFE



	MIDI	MIDI	MIDI	MAXI
PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
10 - 24 mm (oppklippbar)	9510-24 833514			
20 - 24 mm (oppklippbar)	9510-20 998140			
25 mm	9510-25 958494			
10 - 37 mm (oppklippbar)		9510-37 871618		
30 - 37 mm (oppklippbar)		9510-30 993809		
35 mm		9510-35 846951		
10 - 46 mm (oppklippbar)			9510-46 912235	
40 - 46 mm (oppklippbar)			9510-40 972827	
45 mm			9510-45 973195	
10 - 59 mm				9510-59 946392
50 - 59 mm				9510-50 820520

SPESIFIKASJONER

Konveksetet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hudplate mm	107 x 91	116 x 98	130 x 110	150 x 127
Posestørrelse mm (hxb)	239 x 144	239 x 144	239 x 144	259 x 158
Volum	420 ml	380 ml	350 ml	500 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

* Med inspeksjonsluke

NovaLife tømbare poser Convex

Med beltefeste

NOVALIFE



	MIDI	MIDI	MAXI
PRODUKT	Beige EasiView*	Beige EasiView*	Beige EasiView*
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
10 - 37 mm	9410-37 928390		
30 - 37 mm	9410-30 989960		
35 mm	9410-35 978860		
10 - 46 mm		9410-46 804686	
10 - 59 mm			9410-59 943763

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm
Hudplate mm	116 x 98	130 x 110	150 x 127
Posestørrelse mm (hxb)	239 x 144	239 x 144	259 x 158
Volum	380 ml	350 ml	500 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk

Nova 1 FoldUp Convex

Med beltefeste



NOVA¹

FoldUp

MIDI

PRODUKT	Beige
STARTHULL	Art. nr. Varenr.
15 - 37 mm (oppklippbar)	841-37 954098
15 - 46 mm (oppklippbar)	841-46 818043
20 mm	841-20 852949
25 mm	841-25 986136
35 mm	841-35 875652

SPESIFIKASJONER

Konveksitet	6 mm
Hudplate mm	100 x 100
Posestørrelse mm (hxb)	265 x 148
Volum	550 ml
Eske á	10 stk

Nova 1 Infant

NOVA¹
Infant



PRODUKT	Klar	Klar
STARTHULL	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.
0 - 40 mm (uten starthull)	818-00 913387	
10 - 40 mm		818-10 936311

SPESIFIKASJONER

Hudplate mm	70 x 70	70 x 70
Posestørrelse mm (hxb)	208 x 111	208 x 111
Volum	250 ml	250 ml
Eske á	30 stk	30 stk
Lukkeklips	30 stk	30 stk

Nova 1 High Output tømbare poser

NB! Skal ikke brukes til urostomi

NOVA¹
High Output



PRODUKT	Beige	Klemmer
STARTHULL	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.
20 - 60 mm (oppklippbar)	821-20 889567	
		092-00 887717

SPESIFIKASJONER

Hudplate mm	100 x 100	
Posestørrelse mm (hxb)	265 x 148	
Volum	650 ml	
Eske á	10 stk	25 stk

Nova 1 Urostomi X3



Med 3 mm hudkleber

NOVA¹
Urostomy



PRODUKT	Beige	Klar	Nattpose*	Adapter
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
12 - 46 mm (uppklippbar)	891-12 839268	892-12 864334		
20 mm	891-20 875593			
25 mm	891-25 952741			
30 mm	891-30 851195			
			420-00 901019	400-50 852908

SPESIFIKASJONER

Hudplate mm	106 x 106	106 x 106		
Posestørrelse mm (hxb)	245 x 150	245 x 150	295 x 210	
Volum	330 ml	330 ml	2000 ml	
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

*Med 120 cm slange

Nova 1 Urostomi Convex

Med beltefeste

NOVA¹
Urostomy




PRODUKT	Klar	Nattpose*	Adapter
STARTHULL	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
15 - 24 mm (oppklippbar)	894-24 839413		
15 - 37 mm (oppklippbar)	894-37 898912		
15 - 46 mm (oppklippbar)	894-46 867990		
20 mm	894-20 906075		
25 mm	894-25 875721		
30 mm	894-30 952848		
		420-00 901019	400-50 852908
SPESIFIKASJONER			
Konvekситet	6 mm		
Hudplate mm	100 x 100		
Posestørrelse mm (hxb)	245 x 150	295 x 210	
Volum	330 ml	2000 ml	
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk

* Med 120 cm slange



2-delt system

NovaLife TRE 2 hudplater, flate



NOVALIFE



RINGSTØRRELSE	Starthull	Oppklippbar til	Art. nr. Varenummer
36 mm (72 x 85 mm)	15 mm	28 mm	3136-15 808339
43 mm (89 x 105 mm)	15 mm	35 mm	3143-15 848597
	25 mm	35 mm	3143-25 821995
	30 mm	35 mm	3143-30 934072
55 mm (89 x 105 mm)	15 mm	47 mm	3155-15 938818
	35 mm	47 mm	3155-35 812061
	40 mm	47 mm	3155-40 889735
70 mm (106 x 125mm)	15 mm	62 mm	3170-15 840072
SPESIFIKASJONER			
Eske á			5 stk

NOVALIFE



RINGSTØRRELSE	Starthull	Oppklippbar til	Art. nr. Varenummer
36 mm (91 x 107 mm)	15 mm	23 mm	3236-15 856166
43 mm (98 x 116 mm)	15 mm	30 mm	3243-15 966311
	25 mm	30 mm	3243-25 949097
	30 mm		3243-30 974087
55 mm (110 x 130 mm)	15 mm	42 mm	3255-15 957477
	35 mm	42 mm	3255-35 968923
	40 mm	42 mm	3255-40 850544
70 mm (127 x 150mm)	15 mm	59 mm	3270-15 980392

SPESIFIKASJONER

Konveksitet			6 mm
Eske á			5 stk

NovaLife 2 GX+ hudplater, flate

NOVALIFE



RINGSTØRRELSE	Starthull	Oppklippbar til	Art. nr. Varenummer
36 mm (72 x 85 mm)	10 mm	28 mm	1836-10 994252
	20 mm	28 mm	1836-20 858941
	25 mm	28 mm	1836-25 800212
43 mm (89 x 105 mm)	10 mm	35 mm	1843-10 881232
	25 mm	35 mm	1843-25 943696
	30 mm	35 mm	1843-30 946000
55 mm (89 x 105 mm)	10 mm	47 mm	1855-10 992725
	35 mm	47 mm	1855-35 919516
	40 mm	47 mm	1855-40 935344
70 mm (106 x 125mm)	10 mm	62 mm	1870-10 886383
	45 mm	62 mm	1870-45 927243
	50 mm	62 mm	1870-50 933386

SPESIFIKASJONER

Eske á			5 stk
--------	--	--	-------

NovaLife 2 GX+ Convex hudplater

NOVALIFE



RINGSTØRRELSE	Starthull	Oppklippbar til	Art. nr. Varenummer
36 mm (91 x 107 mm)	10 mm	23 mm	2036-10 836409
	20 mm	20 mm	2036-20 998758
	23 mm	23 mm	2036-23 977096
43 mm (98 x 116 mm)	10 mm	30 mm	2043-10 836702
	25 mm	25 mm	2043-25 928009
	30 mm	30 mm	2043-30 956407
55 mm (110 x 130 mm)	10 mm	42 mm	2055-10 920363
	35 mm	35 mm	2055-35 959820
	40 mm	40 mm	2055-40 962115
70 mm (127 x 150mm)	10 mm	59 mm	2070-10 854712
	10 mm	59 mm	2070-40 823208
	10 mm	59 mm	2070-45 818463

SPESIFIKASJONER

Konveksitet			6 mm
Eske á			5 stk

NovaLife 2 GX hudplater, flate

NOVALIFE



RINGSTØRRELSE	Starthull	Oppklippbar til	Art. nr. Varenummer
36 mm (72 x 85 mm)	10 mm	28 mm	1736-10 855137
	20 mm	28 mm	1736-20 982477
	25 mm	28 mm	1736-25 866536
43 mm (89 x 105 mm)	10 mm	35 mm	1743-10 878518
	25 mm	35 mm	1743-25 963021
	30 mm	35 mm	1743-30 852684
55 mm (89 x 105 mm)	10 mm	47 mm	1755-10 869707
	35 mm	47 mm	1755-35 942576
	40 mm	47 mm	1755-40 951316
70 mm (106 x 125mm)	10 mm	62 mm	1770-10 897800
	45 mm	62 mm	1770-45 849121
	50 mm	62 mm	1770-50 861715

SPESIFIKASJONER

Eske á			5 stk
--------	--	--	-------

NovaLife 2 GX Convex hudplater

NOVALIFE



RINGSTØRRELSE	Starthull	Oppklippbar til	Art. nr. Varenummer
36 mm (91 x 107 mm)	10 mm	23 mm	1936-10 979907
	20 mm	20 mm	1936-20 800519
	23 mm	23 mm	1936-23 822021
43 mm (98 x 116 mm)	10 mm	30 mm	1943-10 967121
	25 mm	25 mm	1943-25 826428
	30 mm	30 mm	1943-30 887857
55 mm (110 x 130 mm)	10 mm	42 mm	1955-10 800562
	35 mm	35 mm	1955-35 961328
	40 mm	40 mm	1955-40 934145
70 mm (127 x 150mm)	10 mm	59 mm	1970-10 931783
	10 mm	59 mm	1970-40 860952
	10 mm	59 mm	1970-45 842905

SPESIFIKASJONER

Konveksitet			6 mm
Eske á			5 stk

Nova 2 hudplater, flate

NOVA²



RINGSTØRRELSE	Starthull	Oppklippbar til	Art. nr. Varenummer
36 mm (85 x 85 mm)	15 mm	28 mm	1136-15 901002
	20 mm	28 mm	1136-20 901003
	25 mm	28 mm	1136-25 920965
43 mm (100 x 100 mm)	15 mm	35 mm	1143-15 913217
	25 mm	35 mm	1143-25 936136
	30 mm	35 mm	1143-30 816121
55 mm (100 x 100 mm)	15 mm	47 mm	1155-15 898554
	35 mm	47 mm	1155-35 867677
	40 mm	47 mm	1155-40 839131
70 mm (115 x 115 mm)	15 mm	62 mm	1170-15 905840
	45 mm	62 mm	1170-45 875487
	50 mm	62 mm	1170-50 952643

SPESIFIKASJONER

Eske á			5 stk
--------	--	--	-------

Nova 2 X3 hudplater, flate



Med 3 mm hudkleber



NOVA²

RINGSTØRRELSE	Starthull	Oppklippbar til	Art. nr. Varenummer
 43 mm (100 x 100 mm)	15 mm	30 mm	1343-15 901176
	25 mm		1343-25 921084
 55 mm (115 x 115 mm)	15 mm	42 mm	1355-15 913311
	32 mm		1355-32 936236
	35 mm		1355-35 816208
SPESIFIKASJONER			
Eske á			5 stk

Nova 2 Soft Convex hudplater

NOVA²
Soft Convex



RINGSTØRRELSE	Starthull	Art. nr. Varenummer
■ 43 mm (106 x 106 mm)	21 mm	1443-21 867747
	25 mm	1443-25 839197
	28 mm	1443-28 905893
■ 55 mm (121 x 121 mm)	32 mm	1455-32 875538
	35 mm	1455-35 901177
	38 mm	1455-38 921085

SPESIFIKASJONER

Konveksitet		5 mm
Eske á		5 stk

Nova 2 Convex hudplater



RINGSTØRRELSE	Starthull	Oppklippbar til	Art. nr. Varenummer
36 mm (100 x 100 mm)	15 mm	23 mm	1536-15 913312
	20 mm		1536-20 936238
	23 mm		1536-23 816209
43 mm (100 x 100 mm)	15 mm	30 mm	1543-15 898633
	25 mm		1543-25 867748
	30 mm		1543-30 839198
55 mm (115 x 115 mm)	15 mm	42 mm	1555-15 905894
	35 mm		1555-35 875539
	40 mm		1555-40 952693

SPESIFIKASJONER

Konveksitet			6 mm
Eske á			5 stk

NovaLife 2 lukkede poser

Med beltefeste

NOVALIFE



MINI MIDI MIDI MAXI

PRODUKT	Beige	Beige	Klar	Beige
RINGSTØRRELSE	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
36 mm	1303-36 881114	1301-36 975594	1302-36 926814	
43 mm	1303-43 845492	1301-43 962456	1302-43 874135	1305-43 801903
55 mm	1303-55 980578	1301-55 813189	1302-55 942016	1305-55 887763
70 mm		1301-70 872055	1302-70 944328	1305-70 898270

SPESIFIKASJONER

Posestørrelse mm (hxb)	175 x 130	190 x 145	190 x 145	210 x 157
Volum	260 ml	390 ml	390 ml	570 ml
Eske á	30 stk	30 stk	30 stk	30 stk

Nova 2 lukkede poser

Med beltefeste

NOVA²



	MINI	MIDI
PRODUKT	Beige	Beige
RINGSTØRRELSE	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
 36 mm		1201-36 901006
 43 mm	1203-43 936525	1201-43 920968
 55 mm	1203-55 816435	1201-55 913219
 70 mm		1201-70 936139

SPESIFIKASJONER

Posestørrelse mm (hxb)	164 x 128	194 x 150
Volum	200 ml	450 ml
Eske á	30 stk	30 stk

NovaLife 2 tømbare poser

Med beltefeste

NOVALIFE



PRODUKT	Beige	Beige	Beige	Klar
RINGSTØRRELSE	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
36 mm	1319-36 862321	1315-36 877435		
43 mm	1319-43 843119	1315-43 884308	1321-43 943524	1322-43 953324
55 mm	1319-55 864054	1315-55 961983	1321-55 993052	1322-55 886662
70 mm		1315-70 837381	1321-70 927466	1322-70 882221

SPESIFIKASJONER

Posestørrelse mm (hxb)	220 x 132	239 x 144	259 x 158	259 x 158
Volum	280 ml	440 ml	650 ml	690 ml
Eske á	30 stk	30 stk	30 stk	30 stk

Nova 2 FoldUp

Med beltefeste

NOVA²
FoldUp



PRODUKT	Beige	Beige	Beige
RINGSTØRRELSE	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
 36 mm	1219-36 898821	1215-36 901347	
 43 mm	1219-43 867915	1215-43 921219	
 55 mm		1215-55 913416	1221-55 839531
 70 mm		1215-70 936335	1221-70 875818

SPESIFIKASJONER

Posestørrelse mm (hxb)	225 x 128	265 x 148	294 x 155
Volum	330 ml	590 ml	820 ml
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk

Nova 2 High Output

Med beltefeste

NB! Skal ikke brukes til urostomi



NOVA²
High Output

PRODUKT	Beige	Klar
RINGSTØRRELSE	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
43 mm	1207-43 961685	1208-43 890399
55 mm	1207-55 816667	1208-55 868079
70 mm	1207-70 899008	1208-70 839495

SPESIFIKASJONER

Posestørrelse mm (hxb)	294 x 155	294 x 155
Volum	840 ml	840 ml
Eske á	10 stk	10 stk

Nova 2 Urostomi

Med beltefeste

NOVA²
Urostomy



PRODUKT	Beige	Klar	Nattpose*	Adapter
RINGSTØRRELSE	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer	Art. nr. Varenummer
36 mm	1217-36 921267	1218-36 816305		
43 mm	1217-43 913448	1218-43 898714		
55 mm	1217-55 936363	1218-55 867822		
			420-00 901019	400-50 852908

SPESIFIKASJONER

Posestørrelse mm (hxb)	245 x 150	245 x 150	295 x 210	
Volum	330 ml	330 ml	2000 ml	
Eske á	10 stk	10 stk	10 stk	10 stk

* Med 120 cm slange

Nova 2 PostOp



NOVA²

PRODUKT	POSE	HUDPLATE	STERILT SETT	STERIL STAV
RINGSTØRRELSE	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr
■ 102 mm mm	1230-102 936821	11102-13 913974	12102-102	
				097-00

SPESIFIKASJONER

Posestørrelse mm (hxb)	315 x 190		315 x 190	
Hudplatestørrelse mm		152 x 152	152 x 152	
Størrelse mm				96 x 14
Volum	960 ml		960 ml	
Eske á	10 stk	5 stk	5 stk	10 stk



Dansac Tilbehør

Dansac Tilbehør

Dansac TRE tetningsring



HULLSTØRRELSE	Art. nr. Varenr.
18-48 mm, 2 mm tynn	072-48 976469
SPESIFIKASJONER	
Eske á	10 stk

Dansac Seal



HULLSTØRRELSE	Art. nr. Varenr.
20 mm	070-20 817285
30 mm	070-30 899536
40 mm	070-40 868521
50 mm	070-50 839883

SPESIFIKASJONER

Eske á	30 stk
--------	--------

Dansac EasiSpray™ Klebefjerner spray



INNHold	Art. nr. Varenr.
Spray, 50 ml	083-01 893276
SPESIFIKASJONER	
Eske á	1 stk

Adhesive Remover Wipes



INNHold	Art. nr. Varenr.
Servietter	082-30 960653
SPESIFIKASJONER	
Eske á	30 stk

Dansac Tilbehør

Dansac stomibelter



LENGDE	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.
100 cm	09000-0000 824578	090-02 920959	
150 cm			090-03 920960
Eske á			
	1 stk	1 stk	1 stk

Dansac Nodoor Posedeodorant



INNHOLD	Art. nr. Varenr.
50 ml	080-00 917630
250 ml	080-01 908222
SPESIFIKASJONER	
Eske á	
	1 stk

Dansac Skin Creme



INNHOLD	Art. nr. Varenr.
100 ml	085-00 889015
SPESIFIKASJONER	
Eske á	
	16 stk

Dansac Soft Pasta



INNHOLD	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.
14,2 g	77514-2 899006	
50,0 g		77550-0 840340
SPESIFIKASJONER		
Eske á		
	1 stk	1 stk

Dansac Tilbehør

Dansac Skin Lotion



INNHold	Art. nr. Varenr.	
Servietter	71000-000	
Flaske		70000-000

SPESIFIKASJONER

Eske á	50 stk	1 stk
--------	--------	-------

NB! Dansac Skin Lotion er ikke refunderbar

Dansac X-tra Strips



INNHold	Art. nr. Varenr.
Strips	075-30 962033

SPESIFIKASJONER

Eske á	30 stk
--------	--------

Dansac Adapter



INNHold	Art. nr. Varenr.
Adapter	400-50 852908

SPESIFIKASJONER

Eske á	10 stk
--------	--------

Dansac hard klemme og myke lukkeklips



INNHold	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.
Klemme	092-00 887717	
Klips		095-02 864422
SPESIFIKASJONER		
Eske á	25 stk	50 stk

Dansac Tilbehør

Dansac Irrigasjon



	Skylleermer	Konus	Slange	Rulleklemme	Vannbeholder	Irrigasjonssett
	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.	Art. nr. Varenr.
	950-35 983323	95205-0000 872912	95215-0000 896425	95210-0000 832224	95200-000 999501	900-35 912051
SPESIFIKASJONER						
Eske á	20 stk	1 stk	1 stk	1 stk	1 stk	1 stk

[illegible]



Oktober 2019